	<b>FICHA TÉCNICA CA050 CLEANER</b>	24/08/2020
		FT-CID77
		Versión 01
		Página 1 de 2

<b>FABRICANTE</b>	Especialidades Diagnósticas IHR
<b>MARCA</b>	IHR Diagnóstica

<b>CÓDIGO O REFERENCIA</b>	<b>PRESENTACIÓN</b>
06060	30 mL

<b>MATERIAL DE ENVASE Y/O EMPAQUE</b>
---------------------------------------

Envase de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) blanco con tapa rosca de polipropileno.

<b>DESCRIPCIÓN / USO PROPUESTO</b>
------------------------------------

El CA050 Cleaner es una solución de limpieza de uso en los analizadores de coagulación automatizados.

<b>COMPONENTES Y/O MATERIALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hipoclorito de Sodio</li> </ul>
-----------------------------------	--

<b>ESPECIFICACIÓN</b>
-----------------------

<b>DESCRIPCIÓN FÍSICA</b>	Líquido traslúcido, ligeramente amarillento de olor característico.
---------------------------	---

<b>CONCENTRACIÓN</b>	(0,90 – 1,50) % de cloro libre
----------------------	--------------------------------

<b>pH</b>	(11,50 – 13,50)
-----------	-----------------

<b>ALMACENAMIENTO</b>
-----------------------

El producto debe ser almacenado bajo condiciones adecuadas (T: 15°C a 30°C y 75% ± 5% HR).

<b>TIEMPO DE VIDA ÚTIL</b>
----------------------------


12 meses después de su fabricación, bajo condiciones de almacenamiento adecuadas, la fecha de vencimiento se encuentra en la etiqueta del frasco.

<b>REUSO</b>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
--------------	--

<b>RECOMENDACIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tóxico por inhalación o ingestión.</li> <li>• Evitar contacto con ojos y piel.</li> <li>• Para su manipulación usar EPP.</li> <li>• No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las condiciones de almacenamiento.</li> <li>• No verter por el desagüe.</li> </ul>
------------------------	---

<b>ELIMINACIÓN</b>
--------------------

**Producto:** No debe desecharse con la basura doméstica. Desechar de acuerdo con la normativa

	<b>FICHA TÉCNICA CA050 CLEANER</b>	24/08/2020
		FT-CID77
		Versión 01
		Página 2 de 2

local. No permita que pase al alcantarillado.

**Contenedores o frascos:** Los embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma manera que el producto.

**Producto de limpieza recomendado:** Agua.

**Se deben eliminar los productos químicos siguiendo las reglamentaciones nacionales vigentes.**

**CONTROL DE APROBACIONES**

	ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
#SOL  367	<i>V.Solarte</i> Coordinador de Control de Calidad, Investigación y Desarrollo	<i>V.Solarte</i> Coordinador de Control de Calidad, Investigación y Desarrollo	<i>L.Herrera</i> Director técnico de reactivos de diagnóstico in-vitro
	Fecha: 20/08/2020	Fecha: 20/08/2020	Fecha: 20/08/2020