


	<b>FICHA TÉCNICA PROTEÍNAS TOTALES</b>	31/01/2020
		FT-CCID63
		Versión 01
		Página 1 de 2

<b>FABRICANTE</b>	Especialidades Diagnósticas IHR
<b>MARCA</b>	IHR Diagnóstica

CÓDIGO O REFERENCIA	PRESENTACIÓN
04333	125 mL
07696	250 mL

MATERIAL DE ENVASE Y/O EMPAQUE	
Envase de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) blanco con tapa rosca de polipropileno.	
DESCRIPCIÓN / PRINCIPIO	
Proteínas totales es un reactivo de color azul traslucido y olor característico, Los enlaces peptídicos de las proteínas reaccionan con el ión cúprico, en medio alcalino, para dar un complejo color violeta con máximo de absorbancia a 540 nm, cuya intensidad es proporcional a la concentración de proteínas totales en la muestra.	
COMPONENTES Y/O MATERIALES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hidróxido de sodio</li> <li>• Tartrato sódico potásico</li> <li>• Sulfato de cobre</li> <li>• Yoduro de potasio</li> </ul>
ESPECIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN FÍSICA	<b>Reactivo:</b> Líquido azul traslucido, de olor característico. <b>Estándar:</b> Líquido incoloro e inodoro.
CONCENTRACIÓN	Según información suministrada en el inserto de los sueros control utilizados.
ALMACENAMIENTO	
El producto debe ser almacenado bajo condiciones adecuadas (T: 2°C a 8°C y 75% ± 5% HR).	
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	
18 meses después de su fabricación, bajo condiciones de almacenamiento adecuadas, la fecha de vencimiento se encuentra en la etiqueta del frasco.	
REUSO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>

	<b>FICHA TÉCNICA PROTEÍNAS TOTALES</b>	<b>31/01/2020</b>
		<b>FT-CCID63</b>
		<b>Versión 01</b>
		<b>Página 2 de 2</b>

<b>RECOMENDACIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nocivo por inhalación o ingestión.</li> <li>• Evitar contacto con ojos y piel.</li> <li>• Para su manipulación usar EPP.</li> <li>• No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las condiciones de almacenamiento.</li> <li>• No verter por el desagüe.</li> </ul>
<b>ELIMINACIÓN</b>	
<p><b>Producto:</b> Diluya con grandes cantidades de agua. Elimine de acuerdo con la normativa local.  <b>P273:</b> No dispersar en el medio ambiente.  <b>Contenedores o frascos:</b> La disposición se realiza igual que al producto.  <b>Producto de limpieza recomendado:</b> Agua. Si es necesario con productos de limpieza.</p>	

**CONTROL DE APROBACIONES**

VoBo SIG	ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Asistente sistemas integrados de gestión	Coordinador control de calidad, investigación y desarrollo	Analista control de calidad, investigación y desarrollo	Director técnico
Fecha: 28/01/2020	Fecha: 28/01/2020	Fecha: 28/01/2020	Fecha: 30/01/2020