

| | | |
|---|---|----------------------|
|  | FICHA TÉCNICA RESINA SINTÉTICA | 31/01/2020 |
| | | FT-CCID64 |
| | | Versión 01 |
| | | Página 1 de 2 |

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| FABRICANTE | Especialidades Diagnósticas IHR |
| MARCA | IHR Diagnóstica |

| CÓDIGO O REFERENCIA | PRESENTACIÓN |
|---------------------|--------------|
| 04467 | 100 mL |
| 04468 | 500 mL |

| | |
|---|---|
| MATERIAL DE ENVASE Y/O EMPAQUE | |
| Envase de Vidrio Ámbar con tapa rosca de polipropileno. | |
| DESCRIPCIÓN / USO PREVISTO | |
| <p>La resina sintética es un medio de cubreobjetos rápido, debido a la combinación de varias resinas sintéticas. La resina sintética puede emplearse para todas las preparaciones microscópicas deshidratadas. Las preparaciones montadas se prestan para la documentación durante varios años, sin que se alteren los colores.</p> | |
| COMPONENTES Y/O MATERIALES | <ul style="list-style-type: none"> • Polímeros de acrilatos mixtos. • Tolueno |
| ESPECIFICACIÓN | |
| DESCRIPCIÓN FÍSICA | Líquido incoloro de olor característico penetrante. |
| ALMACENAMIENTO | |
| El producto debe ser almacenado bajo condiciones adecuadas (T: 15°C a 30°C y 75% ± 5% HR). | |
| TIEMPO DE VIDA ÚTIL | |
| 24 meses después de su fabricación, bajo condiciones de almacenamiento adecuadas, la fecha de vencimiento se encuentra en la etiqueta del frasco. | |
| REUSO | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> |

RECOMENDACIONES

- Nocivo por inhalación o ingestión.
- Evitar contacto con ojos y piel.
- Vapores pueden causar irritación.
- Para su manipulación usar EPP.
- No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las condiciones de almacenamiento.
- No verter por el desagüe.

ELIMINACIÓN

Producto: No debe desecharse con la basura doméstica. Desechar de acuerdo con la normativa local. No permita que pase al alcantarillado.

Contenedores o frascos: Los embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma manera que el producto.

Producto de limpieza recomendado: Agua, si es necesario con productos de limpieza.
Se deben eliminar los productos químicos siguiendo las reglamentaciones nacionales vigentes.

CONTROL DE APROBACIONES

| VoBo SIG | ELABORACIÓN | REVISIÓN | APROBACIÓN |
|--|--|---|-------------------|
| Asistente sistemas integrados de gestión | Coordinador control de calidad, investigación y desarrollo | Analista control de calidad, investigación y desarrollo | Director técnico |
| Fecha: 28/01/2020 | Fecha: 28/01/2020 | Fecha: 28/01/2020 | Fecha: 30/01/2020 |