	FICHA TÉCNICA	06/08/2020
	LAMINAS PORTAOBJETOS B/MATE	FT-CID72
	CAT:7105 x50 CAJA NARANJA	Versión 01
		Página 1 de 2

FABRICANTE	Jiangsu Huida Medical Instruments Co. Ltd
MARCA	IHR Diagnóstica


CÓDIGO O REFERENCIA	PRESENTACIÓN
08406	CAJA X 50 UNIDADES

MATERIAL DE ENVASE Y/O EMPAQUE
Plegadiza de cartón empacada al vacío en bolsa de PP

DESCRIPCIÓN / USO PREVISTO
Lamina de vidrio con bordes pulidos, esquinas recortadas a 90°, con banda esmerilada por un lado para permitir la marcación para uso en laboratorio.


COMPONENTES Y/O MATERIALES	Vidrio común (Vidrio de sílice, arena y sosa),
-----------------------------------	--

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN FÍSICA	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 25.4 x 76.2mm(1" x 3") • Espesor:1.0-1.2 mm • Banda esmerilada: 20mm 
---------------------------	--

ALMACENAMIENTO

El producto debe ser almacenado bajo condiciones adecuadas de temperatura y humedad: 0°C-35°C ; <85% HR
--

	FICHA TÉCNICA	06/08/2020
	LAMINAS PORTA OBJETOS B/MATE	FT-CID72
	CAT:7105 x50 CAJA NARANJA	Versión 01
		Página 2 de 2

TIEMPO DE VIDA ÚTIL	
No Aplica	
REUSO	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
RECOMENDACIONES	<ul style="list-style-type: none"> Mantener en un lugar limpio y fresco
ELIMINACIÓN	
<p>Producto: No debe desecharse con la basura doméstica. Desechar de acuerdo con la normativa local. Los residuos deben eliminarse de acuerdo con la directiva sobre residuos 2008/98/CE.</p>	

CONTROL DE APROBACIONES

#SOL	ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
344	Coordinador de Control de Calidad, Investigación y Desarrollo Fecha: 04/08/2020	Coordinador de Control de Calidad, Investigación y Desarrollo Fecha: 04/08/2020	Director técnico de reactivos de diagnóstico in-vitro Fecha: 04/08/2020